

PARAAN NG PAGLILINIS AT PAG-DISINFECT NG CR



1. Magsuot ng bota, face mask, proteksyon sa mata at gloves.

2. Kolektahin at itapon nang maayos ang mga basura.

3. Ihanda ang cleaning solution, disinfecting solution, timba, mop, brush at sponge/basahan.

4. Maglagay ng 30 mL na bleach sa loob ng toilet bowl at hayaan ito sa loob ng 5 minuto.

5. Linisin ang labas ng toilet bowl gamit ang cleaning solution.

6. Gamit ang brush, kuskusin ang loob ng toilet bowl at i-flush.

7. Gamit ang natirang cleaning solution, i-mop ang sahig at banlawan ng malinis na tubig.

8. Maglagay ng disinfecting solution sa sponge/basahan at ipunas sa mga bagay na madalas nahahawakan. Hayaan ng 5 minuto bago ito punasan ulit.

MGA BAGAY NA MADALAS NAHAHAWAKAN: GRIPO, UPUAN NG INIDORO, FLUSH, TABO, SWITCH NG ILAW, DOORKNOB, ATBP.

9. Ibalik sa pwesto ang basurahan sa loob ng CR.

10. Hugasan at iligpit nang maayos ang mga ginamit na panlinis. Itapon nang maayos ang sobrang solution.

11. Hubarin ang mga PPE at i-disinfect.

MAGHUGAS NG KAMAY GAMIT ANG TUBIG AT SABON.

DISINFECTING SOLUTION

5 mL bleach ≈ 1 kutsarita + 250 mL tubig

Detergent/ sabong panlinis + **CLEANING SOLUTION**